

Модель: TRANSPORTHERM 1010 FISH

Термоконтейнер имеет внешний размер европаллета 800x1200, что позволяет чередовать эти контейнеры с паллетами и, следовательно, максимально использовать погрузочное пространство в транспортных средствах.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутри термоконтейнера имеется резервуар для сбора талой воды, с фронтальной стороны имеется отверстие с заглушкой для слива воды. Все металлические элементы изготовлены из нержавеющей стали.

Цельнолитая конструкция, изготовлена из материала безопасного для пищевых продуктов. Отсутствие швов облегчают мойку и чистку.

Стенки контейнера усилены металлическим каркасом внутри, и заполнены полиуретановой пеной.

Замок и петли из нержавеющей стали.

Основание оцинкованное — либо рама с колесами, либо паллет.

Силиконовая прокладка. Можно легко заменить.

Дверь открывается на 270 ° и фиксируется в открытом состоянии крепежным элементом.

Полки устанавливаются в пазы, которые не выходят за пределы стенки, что позволяет в полной мере использовать полезный объем термоконтейнеров.

Внутренние стенки имеют углубления, которые позволяют циркулировать воздуху при полной загрузке контейнера.

Ручки устанавливаются в специальные пазы, что позволяет избежать повреждения рук при выполнении манипуляций с контейнером.

Все металлические части легко заменяются, так как крепятся к металлическим пластинам между стенками контейнера.



РАЗМЕРЫ И КОНФИГУРАЦИИ

- **Внешние размеры мм:** Д 800 x Г 1200 x В 2000 (В 2035 с колесами)
- **Внутренние размеры мм:** Д 605 x Г 990 x В 1540 (В 1430 от направляющих для эвтектики)
- **Конфигурация на паллете:** Рама из нержавеющей стали, 4 ножки 100 мм от пола
- **Конфигурация на колесах:** Рама из нержавеющей стали + колеса 2 фиксированных и 2 поворотных Ø 125 мм; 140 мм от пола
- **Объем в литрах:** 945
- **Объем резервуара:** 15
- **Вес в кг:** 150
- **“К” коэффициент:** 0,265 W/m²



АКСЕССУАРЫ



ЭВТЕКТИЧЕСКАЯ ПЛАТА

Размеры мм: 600 x 320 x 50
max загрузка: 3 шт.

КАК ПОЛУЧИТЬ НАИЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТ ПЛАТ


Температура замораживания должна быть не менее 5 °C ниже температуры плавления эвтектической платы (т.е. плата -3 °C должна быть заморожена при min -8 °C).
 Рекомендуемое время замораживания 24 часа.
 Эвтектическая жидкость должна полностью затвердеть.
 Мы рекомендуем приобретать 2 комплекта плат для регулярного использования.



ЛОГОТИП
ПОКУПАТЕЛЯ



МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПОЛКА



СКЛАДНАЯ ПОЛКА



ТЕРМОМЕТР



КАРМАН ДЛЯ
ДОКУМЕНТОВ



ПЛАСТИНА ДЛЯ ЭТИКЕТОК



КОЛЕСА С ТОРМОЗОМ



ПОЛКА ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
ЭВТЕКТИЧЕСКИХ ПЛАТ